

Link do produktu: <https://www.greencamo.pl/staza-taktyczna-spas-gen-2-etui-do-pasa-black-p-2637.html>

## Staza taktyczna SPAS Gen. 2 + etui do pasa Black

Cena brutto	<b>149,00 zł</b>
Cena netto	<b>137,96 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>19-7_2+5-2</b>
Kod producenta	<b>SPAS-G2+E-B</b>
PKWiU	<b>21.20.24.0</b>

### Opis produktu

#### Staza taktyczna SPAS Gen. 2 - ZESTAW- opaska uciskowa - tourniquet + etui do pasa Black.

**Staza Taktyczna marki SPAS Gen. 2 to niezawodny i sprawdzony w warunkach bojowych wyrób medyczny, który w sytuacjach krytycznych, może uratować życie.**

Produkowana przez renomowaną ukraińską firmę TCNT ENVOS LLC staza SPAS Gen. 2, jest wykorzystywana przez żołnierzy na polu walki w trakcie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Nie jest to chińska imitacja stazy typu CAT czy SOFT, a w pełni oryginalny wzór sprawdzony w warunkach bojowych.

Staza SPAS została zarejestrowana w Europie jako **wyrób medyczny** i posiada deklarację zgodności, co gwarantuje najwyższą jakość wykonania oraz bezpieczeństwo użytkowania. Jej konstrukcja umożliwia szybkie i skuteczne zatrzymanie krwotoku z kończyn, co jest kluczowe w ratowaniu życia w krytycznych sytuacjach.

#### **Pokrowiec (Pouch):**

Staza SPAS jest sprzedawana w zestawie ze specjalnie zaprojektowanym i dopasowanym pokrowcem, który podobnie jak sama staza, jest zastrzeżonym wzorem użytkowym. Pokrowiec został zaprojektowany z myślą o maksymalnej funkcjonalności i bezpieczeństwie transportu stazy. Dzięki przemyślanej konstrukcji, pokrowiec zapewnia szybki i łatwy dostęp do stazy, nawet w trudnych warunkach bojowych. Jego otwarcie jest szybkie i intuicyjne, nawet dla użytkowników noszących rękawiczki taktyczne.

#### **Marker permanentny:**

W skład zestawu wchodzi również niewielki rozmiarów marker permanentny służący do zapisania (na białym elemencie stazy stanowiącym zabezpieczenie) godziny jej założenia. Określenie czasu przez jaki opaska uciskowa pozostawała założona jest to kluczowe z punktu widzenia prowadzenia dalszych czynności ratunkowych.

#### **Cechy produktu:**

- **Battle Tested:** Używana przez ukraińskich żołnierzy na polu walki w trakcie wojny rosyjsko-ukraińskiej
- **Wyrób medyczny:** Zarejestrowana w Europie, posiada deklarację zgodności. Sprawdzona, skuteczna i bezpieczna.
- **Niezawodność:** Skutecznie zatrzymuje krwotoki, ratując życie w krytycznych momentach.
- **Pokrowiec (Pouch):** Zastrzeżony wzór użytkowy, zapewniający bezpieczny transport i szybki dostęp do stazy.
- **Intuicyjna obsługa:** Łatwa w użyciu, nawet w rękawiczkach taktycznych.

Staza Taktyczna SPAS Gen. 2 to nie tylko narzędzie, ale i gwarancja bezpieczeństwa w najbardziej wymagających sytuacjach. Niezastąpiona na polu walki, teraz dostępna dla każdego, kto potrzebuje niezawodnej ochrony.

---

### **Staza taktyczna:**

Staza taktyczna to urządzenie stosowane w medycynie ratunkowej, a szczególnie w sytuacjach bojowych, aby zatrzymać krwawienie z kończyn. Jest to opaska zaciskowa, którą zakłada się na kończynę powyżej miejsca zranienia, aby ucisnąć naczynia krwionośne i tym samym zatrzymać upływ krwi ze zranionej kończyny.

Stazy taktyczne są szczególnie ważne w warunkach bojowych, na polu walki, ale również podczas wypadków, gdzie istnieje ryzyko śmiertelnego krwotoku. W takich przypadkach szybkie założenie stazy może uratować życie, dając czas na ewakuację rannego do miejsca, gdzie możliwe jest udzielenie bardziej zaawansowanej pomocy medycznej.

### **Kto powinien mieć przy sobie STAZĘ TAKTYCZNĄ SPAS:**

- **strzelcy sportowi** – każda osoba uprawiająca strzelectwo, przebywająca w miejscach zwiększonego ryzyka zranienia
- **myśliwi** – realizujący polowania, zwłaszcza indywidualne
- **kierowcy** – staza taktyczna SPAS powinna być standardowym i obowiązkowym wyposażeniem każdej apteczki w pojeździe
- **rolnicy** – wiele typów wypadków w trakcie prac polowych czy zagrodowych skutkuje ranami szarpanymi, lub amputacjami
- **KAŻDY KTO MYŚLI POWAŻNIE O ZABEZPIECZENIU SWOJEGO ŻYCIA W KRYTYCZNYCH SYTUACJACH WYPADKU LUB ZRANIENIA #stazaratujecie**